

شناسنامه تجهیزات آزمایشگاهی

مینی راکر	نوع دستگاه:
MRP-25	مدل:
شرکت مهندسی پزشکی پدیده نوژن پارس / مشهد	کارخانه / شرکت سازنده / کشور سازنده:
	شماره اموال:
	محل استقرار:
	مشخصات نمایندگی:
دستور العمل استفاده: ۱- آداپتور دستگاه را به برق وصل کنید. ۲- کلید ON را بزنید. ۳- با دکمه SET زمان مورد نظر را انتخاب کنید. ۴- دوبار دکمه SET را بزنید تا شیکر دستگاه روشن شود. ۵- بعد از پایان کار دکمه OFF را بزنید. ۶- حتما آداپتور را از پریز برق خارج کنید.	
نگهداری:	
کالیبراسیون:	